

# Infusionsständer | Infusion stand

AUS HOCHWERTIGEM EDELSTAHL | MADE OF HIGH-QUALITY STAINLESS STEEL



## Infusionsständer aus hochwertigem Edelstahl

- 5-Fuß-Stativ für sicheren Stand mit stabilem Kunststoffkreuz
- Sicherheitshaken für Infusionen
- Belastung pro Aufhängehaken max. 2 kg
- inklusive Tropfglas aus Kunststoff
- stufenlos höhenverstellbar
- geräuscharme Doppelaufrollen Ø 50 mm mit 2 Bremsrollen, 2 Sicherheitsrollen und 1 antistatischen Rolle
- inklusive Montageschlüssel
- einfache Montage
- einzeln verpackt

## Infusion stand made of high-quality stainless steel

- 5-foot stand for stability with sturdy plastic juncture at the base
- safety hooks for the infusion bags/bottles
- maximum suspension weight per hook: 2 kg
- includes synthetic drip glass
- height is freely adjustable
- quiet Ø 50 mm double-wheeled castors with 2 locking castors, 2 safety castors and 1 antistatic castor
- assembly tool included
- easy assembly
- individually packaged

## Edelstahl | stainless steel

- Minimale Höhe: ca. 120 cm
- Maximale Höhe: ca. 210 cm
- Ø Standfuß: ca. 60 cm
- ca. 3,3 kg
- minimum height: approx. 120 cm
- maximum height: approx. 210 cm
- Ø of stand foot: approx. 60 cm
- approx. 3.3 kg

VE = 1 St. | PU = 1 item

REF 09.11005.002

## ERSATZTEILE | SPARE PARTS

159

### Standard-Sicherheitshaken Standard safety hooks



REF 09.91210.021

### Kunststoffhalterung Synthetic holder ring

für Tropfglas  
for drip glass



REF 09.91111.001

### Tropfglas | Drip glass

bruchsicher,  
aus Kunststoff  
shatter-proof,  
made of  
synthetic  
material



REF 09.91012.001

# Infusionsständer, schwer | Infusion stand, heavy

AUS HOCHWERTIGEM EDELSTAHL | MADE OF HIGH-QUALITY STAINLESS STEEL

Eine Standfestigkeit des Infusionsständers in Verbindung mit der Verwendung von Infusionspritzen und Infusionspumpen bis maximal 5 kg am unteren, massiven Stativrohr, mit einem Schwerpunkt max. 15 cm von der Längsachse, ist gewährleistet. Achten Sie stets auf eine gleichmäßige Verteilung der Lasten, um ein Kippen durch einseitige Belastung zu verhindern.

The stability of the infusion stand is guaranteed when infusion syringes and pumps with a maximum weight of 5 kg are hung on the solid lower stand post such that their center of gravity is at most 15 cm from the vertical axis of the post. Always ensure that the load is uniformly distributed in order to prevent tipping.



## Zur Aufnahme von Infusionen/Infusionspumpen am unteren Stativrohr

- 5-Fuß-Stativ für sicheren Stand (Radkreuz aus Metall, d.h. mit fest verschweißten Fußrohren, dadurch leichtere Reinigung)
- Sicherheitshaken für Infusionen
- Belastung pro Aufhängehaken max. 3 kg
- Gesamtlast am Standard-Sicherheitshaken von 8 kg nicht überschreiten
- höhere Kippsicherheit (10 % Neigung bei 2 kg einseitiger Belastung am Aufhängekreuz)
- inklusive Tropfglas aus Kunststoff
- stufenlos höhenverstellbar
- geräuscharme Doppelaufrollen mit 2 Bremsrollen, 2 Sicherheitsrollen und 1 antistatischen Rolle
- inklusive Montageschlüssel
- einzeln verpackt

## For holding Infusion bags and pumps on lower stand post

- 5-foot stand for high stability (solidly-welded metal juncture enables easy cleaning)
- safety hooks for the infusion bags/bottles
- maximum suspension weight per hook: 3 kg
- the total suspension weight of 8 kg must not be exceeded
- greater stability (tilt of 10% when a 2 kg load is hung from one side of the safety hook assembly)
- includes synthetic drip glass
- height is freely adjustable
- quiet double-wheeled castors with 2 locking castors, 2 safety castors and 1 antistatic castor
- assembly tool included
- individually packaged

## Edelstahl | stainless steel

- Minimale Höhe: ca. 120 cm
- Maximale Höhe: ca. 210 cm
- Ø Standfuß: ca. 60 cm
- ca. 4,5 kg
- minimum height: approx. 120 cm
- maximum height: approx. 210 cm
- Ø of stand foot: approx. 60 cm
- approx. 4.5 kg

VE = 1 St. | PU = 1 item

REF 09.11010.002

## ERSATZTEILE | SPARE PARTS

### Standard-Sicherheitshaken Standard safety hooks



REF 09.91210.021

### Kunststoffhalterung Synthetic holder ring

für Tropfglas  
for drip glass



REF 09.91111.001

### Tropfglas | Drip glass

bruchsicher,  
aus Kunststoff  
shatter-proof,  
made of  
synthetic  
material



REF 09.91012.001

# Infusionsständer | Infusion stand

VERCHROMT | CHROME-PLATED



## Infusionsständer, verchromt

- 5-Fuß-Stativ für sicheren Stand mit stabilem Kunststoffkreuz
- Sicherheitshaken für Infusionen
- Belastung pro Aufhängehaken max. 2 kg
- inklusive Tropfglas aus Kunststoff
- stufenlos höhenverstellbar

- geräuscharme Doppelaufrollen Ø 50 mm mit 2 Bremsrollen, 2 Sicherheitsrollen und 1 antistatischen Rolle
- inklusive Montageschlüssel
- einfache Montage
- einzeln verpackt

## Infusion stand, chrome-plated

- 5-foot stand for stability with sturdy plastic juncture at the base
- safety hooks for the infusion bags/bottles
- maximum suspension weight per hook: 2 kg
- includes synthetic drip glass
- height is freely adjustable

- quiet Ø 50 mm double-wheeled castors with 2 locking castors, 2 safety castors and 1 antistatic castor
- assembly tool included
- easy assembly
- individually packaged

## Metal | metal

- Minimale Höhe: ca. 120 cm
- Maximale Höhe: ca. 210 cm
- Ø Standfuß: ca. 60 cm
- ca. 3,2 kg

- minimum height: approx. 120 cm
- maximum height: approx. 210 cm
- Ø of stand foot: approx. 60 cm
- approx. 3.2 kg

VE = 1 St. | PU = 1 item

REF 09.11800.002

## ERSATZTEILE | SPARE PARTS

### Standard-Sicherheitshaken Standard safety hooks



REF 09.91210.021

### Kunststoffhalterung Synthetic holder ring

für Tropfglas  
for drip glass



REF 09.91111.001

### Tropfglas | Drip glass

bruchsicher,  
aus Kunststoff  
shatter-proof,  
made of  
synthetic  
material



REF 09.91012.001