

Neusbrillen

Essentieel

De gebogen neusuiteindes zijn dunner en zachter en volgen de anatomie van de neus van de patiënt. De neusbrillen zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties, wat de klant een keuze biedt aan neusuiteindes, zuurstofslangen en slangaansluitingen.

- Stroomsnelheid: 1 – 7 lpm



Ref. 1103



Ref. 1104

Volwassen neusbril

Referentie	Neusuiteinde		Slang			Standaard slangaansluiting	Verpakkings-eenheid
	Uitlopend	Recht	Standaard	Star-lumen	Lengte		
1103		x		x	210 cm	x	50
1103P*		x		x	210 cm	x	
1104	x			x	210 cm	x	
1104P*	x			x	210 cm	x	
41110		x		x	210 cm	x	

*DEHP vrije versie

SOFTECH

De SOFTECH® neusbrillen, extreem lichtgewicht en flexibel, zijn anatomisch ontworpen om het comfort van de patiënt te verbeteren, dankzij het DEHP vrije materiaal. De over-het-oor stijl zorgt voor een optimale pasvorm en stabiliteit. Formaten voor kinderen en baby's zijn ook verkrijgbaar.

Hudson neusbrillen zijn verkrijgbaar met standaard of universele slangaansluitingen. De universele connectoren zijn handig en voordelig omdat ze rechtstreeks op flowmeters kunnen worden aangesloten, waardoor er geen nipple-and-nut adapters nodig zijn.

- Gemaakt van DEHP vrij materiaal



Ref. 41820

SOFTECH Neusbrillen

Referentie	Maat	Slang		Slangaansluiting		Aanbevolen stroomsnelheid	Verpakkings-eenheid
		Star Lumen®	Lengte	Standaard	Universeel		
41820	Volwassen	x	210 cm	x		4 lpm	50
41826	Kind	x	210 cm		x	3,5 lpm	
41828	Zuigeling	x	210 cm	x		1,5 - 2 lpm	

SOFTECH Plus Canules

Hudson SOFTECH Plus Neusbrillen helpen zorgverleners comfortabel zuurstof toe te dienen bij patiënten, mogelijk gemaakt dankzij het gebruik van zacht DEHP vrij materiaal. Met de zachtste slang ooit zorgt elke zuurstofbril voor 30 procent minder wrijving, in vergelijking met andere zuurstofbrillen in deze categorie. Andere voordelen en eigenschappen zijn:

- Biedt flexibiliteit en een meer op maat gemaakte pasvorm voor patiënten via een speciaal ontworpen inkeping tussen de neuspinnen (exclusief de Neonatale Softech Plus Neusbril)
- Verbetert het comfort van de patiënt, dankzij de zachte durometer slang
- Zorgt voor weerstand tegen pletten en knikken door de Star Lumen zuurstoftoevoerslang bij zowel volwassen als kindermaten
- Geen risico's gerelateerd aan ftalaten, aangezien het gemaakt is van DEHP vrij materiaal
- Verhoogt de zichtbaarheid en helpt aansluitfouten te verminderen, dankzij de groene toevoerslangen.

SOFTECH Plus Neusbril

Referentie	Maat	Slanglengte	Star Lumen slang	Standaard-aansluiting	Verpakkings-eenheid
1870	Volwassen	210 cm	x	x	50
1871	Kind	210 cm	x	x	50
1872	Zuigeling	210 cm	x	x	50
1873	Neonataal	210 cm	x	x	50
1877	Volwassen	420 cm	x	x	50

