

UP-DRAFT II Vernevelaar

De compacte, high-output UP-DRAFT II:

- Produceert een geconcentreerde nevel bij stroomsnelheden van 5-9 lpm
- Verneveling onder een hoek tot 45° om aan speciale behandelingseisen te voldoen
- Voorkomt lekken en is eenvoudig te monteren/demonteren, dankzij een gemakkelijk af te sluiten dop met schroefdraad en 8ml antilekpot.
- Biedt een uitzonderlijke nevel, therapeutische deeltjesgrootte en efficiënte vernevelingstijden.

Andere eigenschappen:

- Aanbevolen stroomsnelheid: 5-9 lpm
- MMAD: 2-3 microns
- Vernevelsnelheid: 0,2-0,3 ml/min.
- Volume: 8 ml

Niet te gebruiken met medicatie op oliebasis.



Materialen

- Vernevelmasker: PVC met metalen beugel
- Behuizing: polystyreen
- slang: PVC
- Tee: K-resin



UP-DRAFT II Vernevelaar

| Referentie | UP-DRAFT II Vernevelaar | Tee Ref. 41651 | Mondstuk Ref. 41565 | 15 cm Reservoir-Slang | 210 cm Slang | Volwassen Masker Ref. 1083 | Pediatrisch Masker Ref. 41085 | Verpakkings-eenheid |
|------------|---|---|---|---|--|---|---|---------------------|
| |  |  |  |  |  |  |  | |
| 41705 | x | | | | x | x | | 50 |
| 41707 | x | | | | x | | x | |
| 41730 | x | | | | | | | |
| 41732 | x | x | x | | x | | | |
| 1734 | x | x | x | x | x | | | |