

HARTMANN



 Risk
Prevention

Vergroot uw
comfortzone.

De nieuwe generatie
Foliodress® operatiejassen
van HARTMANN.



FOLIODRESS® PROTECT OPERATIEJAS: ECONOMISCH EN BETROUWBAAR.

Binnenzijde in een lichtere kleur en zachter, voor een beter onderscheid tussen de binnen- en buitenzijde van de operatiejas.

Groene halslijn: standaard operatiejas.

Verpakt in zacht, wit **SMS materiaal** (conform de Europese norm EN 868-2).

De nieuwe generatie Foliadress® operatiejassen van HARTMANN.

Beide gamma's profiteren van alle ontwikkelingen.



FOLIADRESS® COMFORT OPERATIEJAS:
DE COMFORTABELE ALL-ROUNDER.



Met het Combitape®
gepatenteerd sluitsysteem.

Rode halslijn:
versterkte operatiejas.



**Zachtere en
langere** manchetten.


Meer kleur voor meer veiligheid.

De nieuwe kleurcode.


Al onze Foliadress® operatiejassen hebben een gekleurde halslijn voor een eenvoudige productidentificatie in de operatiekamer.



Standaard.



Versterkt.



Urologie,
ultra-versterkt.

Geef kleur aan uw CombiSet® en uw operatiekamer.

De makkelijk herkenbare kleurcode van de Foliadress® operatiejassen is vooral een voordeel in combinatie met de HARTMANN CombiSet®. Zodra de CombiSet® is uitgepakt ziet u onmiddellijk aan de kleur van de jas, de maat, en de gekleurde halslijn, welk type operatiejas het is. Hierdoor wordt de voorbereiding in de operatiekamer makkelijker en verhoogt de productiviteit.

Meer zachtheid.

De nieuwe SMS-verpakking.

Geruisloos bij het openvouwen en makkelijk hanteerbaar. De overstap van wit crêpepapier naar de witte SMS-verpakking conform de Europese norm EN 868-2 biedt talrijke voordelen voor uw operatiekamer. De veiligheid en functionaliteit van het verpakkingsmateriaal zijn onveranderd.



Voordelen van de SMS-verpakking:

- Geen partikels.
- Makkelijker te hanteren.
- Zachter materiaal.
- Geruisloos openvouwen.
- Geen scherpe papierranden.

Het beste blijft behouden: Combitape®.

Het eenvoudige sluitsysteem.



Combitape® heeft zijn sporen verdiend in de praktijk. Dit gepatenteerd sluitsysteem voor operatiejassen is niet enkel beschikbaar voor Foliodress® Comfort, maar nu ook voor Foliodress® Protect.

De voordelen van Combitape® :

- Schuurt niet in de hals.
- Geen ophoping in de rug.
- Halslijn is individueel aanpasbaar.
- Veilige en betrouwbare hechting.
- Hecht zich op elk punt van de rug vast.

Een betrouwbare sluiting dankzij Combitape®.

Makkelijk en veilig aanbrengen in vier stappen:





1. Trek de Combitape® van de beschermstrook die teruggevouwen zit aan de binnenzijde van de operatiejas.
2. Bevestig deze in de zone bovenaan op de schouder.
3. Rek de Combitape® niet te veel uit.
4. Oefen tijdens het sluiten lichte druk uit met de vingertoppen voor een stevige hechting.



De juiste Foliadress® operatiejas voor elke ingreep.

Meer efficiëntie en comfort in uw operatiekamer.

FOLIADRESS® COMFORT OPERATIEJAS:
DE COMFORTABELE ALL-ROUNDER.



STANDARD
STANDAARD
PRESTATIE

REINFORCED
HOGE
PRESTATIE



EXTRA
REINFORCED
HOGE
PRESTATIE

MODEL B
EXTRA
REINFORCED
HOGE
PRESTATIE

UROLOGY
ULTRA
REINFORCED
HOGE
PRESTATIE

AANBEVOLEN TOEPASSING:

Geringe hoeveelheid vloeistoffen.	●				
Matige hoeveelheid vloeistoffen.	●				
Grote hoeveelheid vloeistoffen.		●	●	●	●
Extra-large versterking ter hoogte van de borst.		●	●	●	●
Zeer economisch.					
Ademend versterkt materiaal.		●	●	●	●
Mouwen volledig versterkt.			●	●	●
Extra bewegingsvrijheid.	●	●	●	●	●
Bijzonder geschikt voor ingrepen die in zithouding worden uitgevoerd.	●	●	●	●	●
Alcoholafstotend.	●	●	●	●	●
Antistatische behandeling.	●	●	●	●	●
Speciale maat.			●		
Dubbele verpakking en absorberende handdoekjes.	●	●	●	●	●
Overslag op de rug.	●	●	●	●	



FOLIODRESS® PROTECT OPERATIEJAS:
ECONOMISCH EN BETROUWBAAR.

BASIC
STANDAARD
PRESTATIE

STANDARD
STANDAARD
PRESTATIE

REINFORCED
HOGE
PRESTATIE

AANBEVOLEN TOEPASSING:

●	●		Geringe hoeveelheid vloeistoffen.
●	●		Matige hoeveelheid vloeistoffen.
		●	Grote hoeveelheid vloeistoffen.
			Extra-large versterking ter hoogte van de borst.
●	●	●	Zeer economisch.
			Ademend versterkt materiaal.
			Mouwen volledig versterkt.
			Extra bewegingsvrijheid.
			Bijzonder geschikt voor ingrepen die in zithouding worden uitgevoerd.
			Alcoholafstotend.
●	●	●	Antistatische behandeling.
			Speciale maat.
●	●	●	Dubbele verpakking en absorberende handdoekjes.
	●	●	Overslag op de rug.




In naam van het comfort:




alle wijzigingen in de namen en referenties van de Foliodress® operatiejassen in één oogopslag.

FOLIODRESS® PROTECT OPERATIEJAS: ECONOMISCH EN BETROUWBAAR.

VOOR

NA







Naam	Maat	Referentie
 OPEN BACK standaard prestatie	L XL	992 178 992 179
 STANDARD standaard prestatie	M L XL XXL	992 144 992 145 992 146 992 147
 REINFORCED hoge prestatie	M L XL XXL	992 154 992 155 992 156 992 157

Naam	Maat	Referentie
 BASIC standaard prestatie	L XL	992 801 992 802
 STANDARD standaard prestatie	M L XL XXL	992 808 992 809 992 810 992 811
 REINFORCED hoge prestatie	M L XL XXL	992 816 992 817 992 818 992 819

FOLIODRESS® COMFORT OPERATIEJAS: DE COMFORTABELE ALL-ROUNDER.

VOOR

NA

Naam	Maat	Referentie	Naam	Maat	Referentie
 PERFECT standaard prestatie	M L XL XXL	992 904 992 182 992 183 992 184	 STANDARD standaard prestatie	M L XL XXL	992 904 992 905 992 906 992 907
 SPECIAL CLASSIC hoge prestatie	M L XL XXL	992 912 992 164 992 165 992 166	 REINFORCED hoge prestatie	M L XL XXL	992 912 992 913 992 914 992 915
 SPECIAL hoge prestatie	L XL XXL	992 192 992 193 992 198	 EXTRA REINFORCED hoge prestatie	L XL XXL	992 921 992 922 992 923
 MODEL B hoge prestatie	L XL	992 170 992 171	 MODEL B EXTRA REINFORCED hoge prestatie	L XL	992 929 992 930
 UROLOGY hoge prestatie	L XL	992 180 992 181	 UROLOGY ULTRA REINFORCED hoge prestatie	L XL	992 937 992 938
Foliodress® Comfort operatiejas Peel & Go					
 SPECIAL hoge prestatie	XXLL	992 195	 EXTRA REINFORCED hoge prestatie	XXLL	992 927

De standaard en de hoge prestaties beantwoorden aan de vereisten van de norm EN 13795.

Productoverzicht	Maat	Lengte van de jassen in cm	Aantal jassen per verkoop-eenheid (V.E.)	Referentie	Aantal V.E. per karton	
Foliodress® Protect operatiejas:						
	Basic (standaard prestatie) Zonder Combitape®, operatiejas met bindlinten voor sluiting op de rug, steriel, individueel verpakt.	L	125 cm	36	992 801	1
		XL	140 cm	36	992 802	1
	Standard (standaard prestatie) Steriel, individueel verpakt.	M	115 cm	36	992 808	1
		L	125 cm	32	992 809	1
		XL	140 cm	32	992 810	1
		XXL	155 cm	32	992 811	1
	Reinforced (hoge prestatie) Steriel, individueel verpakt.	M	115 cm	36	992 816	1
		L	125 cm	32	992 817	1
		XL	140 cm	28	992 818	1
		XXL	155 cm	28	992 819	1
Foliodress® Comfort operatiejas:						
	Standard (standaard prestatie) Steriel, individueel verpakt.	M	122 cm	36	992 904	1
		L	127 cm	32	992 905	1
		XL	147 cm	32	992 906	1
		XXL	155 cm	32	992 907	1
	Reinforced (hoge prestatie) Steriel, individueel verpakt.	M	122 cm	32	992 912	1
		L	127 cm	28	992 913	1
		XL	147 cm	28	992 914	1
		XXL	155 cm	28	992 915	1
	Extra Reinforced (hoge prestatie) Extra versterkte mouwen, steriel, individueel verpakt.	L	127 cm	28	992 921	1
		XL	147 cm	28	992 922	1
		XXL	155 cm	28	992 923	1
	Model B, Extra Reinforced (hoge prestatie) Extra versterkte mouwen, geïntegreerd masker, duimlus, steriel, individueel verpakt.	L	130 cm	32	992 929	1
		XL	150 cm	28	992 930	1
	Urology, Ultra Reinforced (hoge prestatie) Extra versterking aan de mouwen en over de lichaamslengte, steriel, individueel verpakt.	L	130 cm	32	992 937	1
		XL	150 cm	32	992 938	1
Foliodress® Comfort operatiejas Peel & Go:						
	Extra Reinforced (hoge prestatie) Extra versterkte mouwen, steriel, individueel verpakt.	XXLL	177 cm	28	992 927	1