

UROSID® Latex Foley Katheters

De UROSID® Latex Foley Katheter is een transurethrale blaaskatheter met dubbel of triple lumen, gemaakt van gesiliconiseerde natuurrubberlatex. Elke katheter wordt geleverd met rechte, atraumatische Nelaton tip of licht gebogen, atraumatische Tiemann tip. Foley katheters met een Nelaton tip kunnen gebruikt worden bij zowel vrouwen als mannen, terwijl katheters met een Tiemann tip voornamelijk gebruikt worden bij het katheteriseren van mannen met een smalle urinebuis, of een urinebuis met littekenvorming.

Deze katheters zijn geschikt voor zowel passieve lediging als retrograde vulling/drainage van de blaas. Elke katheter is kleurcodeerd en kan gebruikt worden commercieel verkrijgbare uitbreidingen, als ook met Asid Bonz urinezakken. Bovendien heeft de klep van het vulkanaal een luer-spuitbevestiging. De katheterballonnen hebben verschillende volumes variërend van 5 tot 30 ml.

UROSID® Latex Foley Katheter

Type: Nelaton, dubbel lumen

REF 6620xx



Referentie	Maat (CH)	Lengte (cm)	Volume ballon (ml)	Klep	Kleur	Eenheden (st)
662012	12	40	5 – 10	PVC	Wit	10
662014	14	40	5 – 10	PVC	Groen	10
662016	16	40	5 – 10	PVC	Oranje	10
662018	18	40	5 – 10	PVC	Rood	10
662020	20	40	5 – 10	PVC	Geel	10
662022	22	40	5 – 10	PVC	Paars	10
662024	24	40	5 – 10	PVC	Blauw	10
662026	26	40	5 – 10	PVC	Roze	10

REF 6622xx



Referentie	Maat (CH)	Lengte (cm)	Volume ballon (ml)	Klep	Kleur	Eenheden (st)
662212	12	40	5 – 10	Rubber	Wit	10
662214	14	40	5 – 10	Rubber	Groen	10
662216	16	40	5 – 10	Rubber	Oranje	10
662218	18	40	5 – 10	Rubber	Rood	10
662220	20	40	5 – 10	Rubber	Geel	10
662222	22	40	5 – 10	Rubber	Paars	10
662224	24	40	5 – 10	Rubber	Blauw	10
662226	26	40	5 – 10	Rubber	Roze	10



Het rubberen ventiel is MRI-compatible.

UROSID® Latex Foley Katheter Type: Nelaton, dubbel lumen

REF 6630xx



Referentie	Maat (CH)	Lengte (cm)	Volume ballon (ml)	Kleur	Eenheden (st)
663012	12	40	30	Wit	10
663014	14	40	30	Groen	10
663016	16	40	30	Oranje	10
663018	18	40	30	Rood	10
663020	20	40	30	Geel	10
663022	22	40	30	Paars	10
663024	24	40	30	Blauw	10
663026	26	40	30	Roze	10

UROSID® Latex Foley Katheter Type: Tiemann, dubbel lumen

REF 6650xx

De UROSID® Latex Foley Katheter met Tiemann tip is speciaal gemaakt voor mannelijke patiënten.



Referentie	Maat (CH)	Lengte (cm)	Volume ballon (ml)	Kleur	Eenheden (st)
665012	12	40	5 – 10	Wit	10
665014	14	40	5 – 10	Groen	10
665016	16	40	5 – 10	Oranje	10
665018	18	40	5 – 10	Rood	10
665020	20	40	5 – 10	Geel	10

REF 6660xx

De UROSID® Latex Foley Katheter met Tiemann tip is speciaal gemaakt voor mannelijke patiënten.



Referentie	Maat (CH)	Lengte (cm)	Volume ballon (ml)	Kleur	Eenheden (st)
666012	12	40	30	Wit	10
666014	14	40	30	Groen	10
666016	16	40	30	Oranje	10
666018	18	40	30	Rood	10
666020	20	40	30	Geel	10



Alle UROSID® Latex Foley Katheters zijn:
· Steriel (EO).

UROSID® Latex Foley Katheter

Type: Nelaton, triple lumen

REF 6680xx

De drieweg Foley-katheter heeft een extra irrigatie/injectiekanaal voor het toedienen van medicijnoplossingen of het spoelen van de blaas.



Referentie	Maat (CH)	Lengte (cm)	Volume ballon (ml)	Kleur	Eenheden (st)
668016	16	40	30	Oranje	10
668018	18	40	30	Rood	10
668020	20	40	30	Geel	10
668022	22	40	30	Paars	10
668024	24	40	30	Blauw	10
668026	26	40	30	Roze	10

Accessoires voor UROSID® Foley Katheters

Blokkeermiddel

Aqua-SID® en Glyco-SID®

Voorgevulde injectiespuiten maken het opblazen van ballonnen voor UROSID® Foley Katheters (siliconen of latex) mogelijk bij katheterisatie.

Referentie	Naam	Eigenschappen	Eenheden (st)
623001	Aqua-SID®	10ml gezuiverd water	10
623002	Glyco-SID®	10ml mengsel van gezuiverd water en 10% glycerine	10



Spigot

REF 647010-x

Een spigot is een plug die wordt gebruikt om de drainagetrechter van Foley-katheters voor korte tijd af te sluiten (bijv. tijdens een vervanging van het gesloten systeem of een onderzoek van de patiënt).

Referentie	Steriliteit	Eenheden (st)
647010-A	Steriel (EO)	50
647010-U	Niet-steriel	100



We leveren alles
wat u nodig
heeft om uw
patiënten te
katheteriseren.