

Afzuislangen verbinden

Medline's opties voor slangverbindingen vormen een stevige verbinding met veel verschillende afzuisaccessoires, hebben maximale doorstroming en voorkomen interne blokkades.

Supierzachte steriele afzuislang met brede en flexibele connector

Artikelnummer	Aansluiting	ID	Lengte	Verpakking
ORS710	Flexibele F/F	7 mm	3 m	30/ds



Supierzachte zuigbuis met weinig geheugen



ORNEX slang met Vingertop Vacuum

Artikelnummer	Aansluiting	ID	Lengte	Ste
ORNEX56VCNS	F/MVC	5 mm	1,80 m	Nee
ORNEX56VC	F/F + MVC	5 mm	1,80 m	Ja
ORNEX66VC	F/MVC	6 mm	1,80 m	Ja



Met een vingertop gecontroleerd vacuümventiel voor be controle over afzuiging



ORNEX56VCNS
ORNEX66VC

Steriele ORNEX afzuislangen

Artikelnummer	ID	Lengte	Verpakking
ORNEX56A	5mm	1,80 m	50/ds
ORNEX510	5mm	3 m	30/ds
ORNEX66A	6 mm	1,80 m	45/ds
ORNEX610	6 mm	3 m	25/ds
ORNEX76A	7 mm	1,80 m	40/ds
ORNEX710	7 mm	3 m	20/ds
ORNEX712	7 mm	3,6 m	20/ds



Niet steriele ORNEX slang met MED-STOP Vacuümcontrole

Artikelnummer	ID	Lengte	MED-STOP
ORNEX66VCA	6 mm	1,80 m	Volwassenen
ORNEX66VCP	6 mm	1,80 m	Pediatriesch


Afzuigslangen op rol

Niet steriele ORNEX slangen op rol

Artikelnummer	ID	Lengte	Verpakking
ORNEX5100	5 mm	30 m rol	1/ds
ORNEX6100	6 mm	30 m rol	1/ds
ORNEX7100	7 mm	30 m rol	1/ds



- 16 slangen; elk 1,8 m lang
- Mannelijke connectors inbegrepen



Steriele spoelsysteemdop

Artikelnummer	Lengte	Fles capaciteit compatibiliteit	Ver
RSC15F	17 cm	500 ml	100
RSC24F	24 cm	1000 ml	100



- Voor het reinigen van afzuigcircuits van tracheale en bronchiale aspiratie
- Compatibel met de meeste gangbare steriele waterflessen op de markt

Niet steriele NBT Bubbelslang op rol

Artikelnummer	ID	Lengte	Verpakking
NBT5100	5 mm	30m rol = 0,90 m x 33	1/ds
NBT7100	7 mm	afzuigslangen	1/ds



- 16 slangen; elk 1,8 m lang, of 33 slangen; elk 0,9 m lang
- DEHP vrij



Afzuigverbindingstukken

Artikelnummer	Omschrijving
OR350A	Recht verbindingstuk: Geschikt voor slangen van vijf maten; sluit slangen van dezelfde maat aan of gebruik als verloopstuk voor elke combinatie van 5 - 11 mm slangen.
OR351	Sims connector: Past op slangen met diameter van 3 - 6 mm in zeven stappen toeloopt verbindingstuk past aan tussen 3 - 6 mm voor verschillende eindgebruikerstoepassingen.
OR352	T-verbindingstuk: Wordt gebruikt om drie verschillende slangen te combineren; boom verbindingstuk voor slangverbindingen van 5 - 11 mm.



Accessoires

MED-STOP Vacuümcontrole