

## Onderzoekshandschoenen

### SensiCare® Pro 400 mm Lang Manchet Nitril Onderzoekshandschoenen

Met **OptiCuff** anti-manchet-oprol technologie

Onze SensiCare Pro nitril handschoenen bieden uitzonderlijke allround bescherming, pasvorm en prestaties. Deze handschoenen zijn ontworpen voor personeel dat agressieve chemicaliën gebruikt bij algemene taken en procedures; chirurgische instrumenten reinigen, ontsmetten en / of desinfecteren.

- Langere manchetten van 400 mm zorgen voor extra bescherming tussen het manchet en de mouw.
- Textuur op het volledige oppervlak verbetert de tastgevoeligheid
- Goede prestaties bij testen op perforatieweerstand
- Chemo-getest
- PBM-certificering voor extra bescherming



Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
PRO400XS	SensiCare Pro 400 mm nitril onderzoekshandschoenen, x-small	50/doos, 10 doos/omdoos
PRO400S	SensiCare Pro 400 mm nitril onderzoekshandschoenen, small	50/doos, 10 doos/omdoos
PRO400M	SensiCare Pro 400 mm nitril onderzoekshandschoenen, medium	50/doos, 10 doos/omdoos
PRO400L	SensiCare Pro 400 mm nitril onderzoekshandschoenen, large	50/doos, 10 doos/omdoos
PRO400XL	SensiCare Pro 400 mm nitril onderzoekshandschoenen, x-large	50/doos, 10 doos/omdoos




EN ISO 374-5-2016	Niveau
Bescherming tegen bacteriën en schimmels	Geslaagd
Bescherming tegen virussen	Geslaagd



### SensiCare® Lang Manchet Nitril Onderzoekshandschoenen met uitstekende tastgevoeligheid

- Duurzame nitril bescherming
- Lang manchet voor extra bescherming
- PBM-certificering voor extra bedekking
- Comfort van latex in een nitril handschoen


Artikelnummer	Omschrijving	Verpakking
MDSEXTXS	SensiCare Lang Manchet Nitril Onderzoekshandschoenen, x-small	100/doos, 10 doos/omdoos
MDSEXTS	SensiCare Lang Manchet Nitril Onderzoekshandschoenen, small	100/doos, 10 doos/omdoos
MDSEXTM	SensiCare Lang Manchet Nitril Onderzoekshandschoenen, medium	100/doos, 10 doos/omdoos
MDSEXTL	SensiCare Lang Manchet Nitril Onderzoekshandschoenen, large	100/doos, 10 doos/omdoos
MDSEXTXL	SensiCare Lang Manchet Nitril Onderzoekshandschoenen, x-large	90/doos, 10 doos/omdoos



## Ondoordringbare isolatiejassen volgens protocol


Uw personeel weet wat ze moeten doen om zichzelf en hun patiënten te beschermen, maar tijdgebrek en ongemakken kunnen ertoe leiden dat protocollen niet netjes opgevolgd worden. Medline's beschermende kleding is snel en eenvoudig aan en uit te trekken, en biedt bescherming en comfort.

### Eenvoudig aan te trekken. Uitzonderlijke bescherming. Ademend comfort.



#### Aantrekken

1. Plaats de armen in de mouwen met de duimen in de duimlussen.
2. Trek de jas over het hoofd.
3. Strik de bandjes aan de achterkant.



#### Uittrekken

1. Trek bij de taille om de bandjes te breken.
2. Trek met gekruiste armen bij de borst.
3. Rol de jas verder naar beneden en rol op tot een bal; gooi de jas weg.

Omdat er geen striksluiting in de nek zit is de kans op kruisbesmetting kleiner, doordat handschoenen niet in contact komen met het haar of de nek.