



Medline International Netherlands B.V.

Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900
Fax: +31 88 00 11 929
www.medline.eu/nl



Technische gegevens

Spunbond Jassen

Referentie(s)

| Referentie | Kleur | Maat | Jaslengte | Jasomvang | Soort manchet |
|-------------|-------|------|-----------|-----------|-------------------|
| CRIE4000 | Geel | L | 114 cm | 135 cm | Elastisch |
| CRIE4001 | | XL | 127 cm | 147 cm | |
| CRIE4000B | Blauw | L | 114 cm | 135 cm | |
| CRIE4001B | | XL | 127 cm | 147 cm | |
| CRIE4000G | Groen | L | 114 cm | 135 cm | |
| CRIE4001G | | XL | 127 cm | 147 cm | |
| CRIE4001CF | Geel | XL | 127 cm | 147 cm | Jersey manchetten |
| CRIE4001BCF | Blauw | XL | 127 cm | 147 cm | |

Omschrijving

Jas, strikssluiting in nek en taille

Hoofdmaterialen

Spunbond polypropyleen - Basisgewicht: 18 g/m²

Verpakkingsinhoud

50 eenheden per doos

Verpakking

5 polyliners bevatten alle eenheden in een kartonnen doos

Fabrikant

Medline International France SAS
EN ISO 13485

Regelgeving

In overeenstemming met Medische Hulpmiddelen Richtlijn 2017/745
MH Klasse: I - Niet steriel

- Gelieve voor gebruik eerst het etiket en de gebruiksaanwijzing te lezen



Latexvrij



© 2021 Medline Industries Inc. of één van haar dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden.

TDS_CoverGown_NL04

Bewaartermijn: Levensduur en ondersteuningsperiode