

Multifunktional



3M™ Micropore™

- hautfreundliches Vliespflaster: anschmiegsam, atmungsaktiv, kann beschriftet werden
- Trägermaterial: Viskosevlies
- Klebstoff: Polyacrylat



Bestellinformationen Micropore weiß

Artikel-Nr.	Abmessung	Beschreibung	Stk./Pkg.	🇩🇪 PZN	🇦🇹 PZN	+ Pharmacode	+ MiGeL
1530-0	1,25 cm × 9,1 m	ohne Abroller	24	01319732	4999555	716856	35.01.09.01.1
1530S-1	2,5 cm × 1,37 m	ohne Abroller	100	16740360	*	7596562	35.01.09.03.1
1530-1	2,5 cm × 9,1 m	ohne Abroller	12	01319749	4999561	682471	35.01.09.03.1
1530-2	5 cm × 9,1 m	ohne Abroller	6	01319755	4999578	727558	35.01.09.04.1
1535E-0	1,25 cm × 9,1 m	mit Abroller	24	*	4999756	7777945	35.01.09.01.1
1535E-1	2,5 cm × 9,1 m	mit Abroller	12	*	4999779	7777946	35.01.09.03.1
1535E-2	5 cm × 9,1 m	mit Abroller	6	*	4999785	7777947	35.01.09.04.1

Einzelpackungen

1530NP-OSD	1,25 cm × 5 m	mit Abroller	1	06337930	2602594	7776255	35.01.09.01.1
1530NP-1SD	2,5 cm × 5 m	mit Abroller	1	06337947	2602602	7776256	35.01.09.03.1
1530NP-1S	2,5 cm × 5 m	ohne Abroller	1	12483067	5021946	1831648	35.01.09.03.1

Bestellinformationen Micropore hautfarben

Artikel-Nr.	Abmessung	Beschreibung	Stk./Pkg.	🇩🇪 PZN	🇦🇹 PZN	+ Pharmacode	+ MiGeL
1533-0	1,25 cm × 9,1 m	ohne Abroller	24	01319695	4999584	869206	35.01.09.01.1
1533-1	2,5 cm × 9,1 m	ohne Abroller	12	01319703	4999590	869212	35.01.09.03.1
1533-2	5 cm × 9,1 m	ohne Abroller	6	01319726	4999609	852832	35.01.09.04.1

Einzelpackungen

1533NP-1SD	2,5 cm × 5 m	mit Abroller	1	12483110	4999644	7776254	35.01.09.03.1
1533NP-1S	2,5 cm × 5 m	ohne Abroller	1	12483104	4999650	7776257	35.01.09.03.1

* Produkt erhältlich, keine PZN verfügbar