

BD pennekanyler

BD Micro-Fine™+ og BD Micro-Fine Ultra™

- Et komplett sortiment pennekanyler som passer alle typer diabetikere.
- Passer til alle penner for behandling av diabetes.
- Sterilt engangsprodukt som er slipt med en spesiell teknikk, polert og silikonisert for å optimal injeksjon erfaring.
- BD pennekanylen har EasyFlow™ eller Thin wall teknologi for bedre insulinflyt. **EasyFlow™** **Thin Wall**
- BD Micro-Fine Ultra 4 mm med 5 fasettert sliping (PentaPoint™ teknologi) for mer komfort. Øvrige kanyler er 3 fasettert.



Produktbeskrivelse	Teknologi	Kanylestørrelse ytre diameter x G x lengde	Antall Eske/ transportforpakning	Artikkelnummer BD	Varenummer Apotek
BD Micro-Fine Ultra™	EasyFlow™, PentaPoint™	0,23mm x 32G x 4 mm	100/1200	320141	879421
BD Micro-Fine™+	Thin Wall, 3-fasettert	0,25mm x 31G x 5 mm	100/1200	320794	929254
BD Micro-Fine™+	Thin Wall, 3-fasettert	0,25mm x 31G x 6 mm	100/1200	320734	956381
BD Micro-Fine™+	Thin Wall, 3-fasettert	0,25mm x 31G x 8 mm	100/1200	320792	934600



EAN	4 mm	5mm	6mm	8mm
Eske (100 stk.)	0382903201419	0382903207947	0382903207343	0382903207923
Transportforpakning (1200 stk.)	50382903201414	50382903207942	50382903207348	50382903207928

Materialinnhold

Dråpeformet etikett: Papir / Copolymer folie
 Forseglingen: Polypropylen
 Kanyle: Rustfritt stål (medisinsk gradert)
 Kanyle smøremiddel: Silikon, katalysert – frontdel
 Silikon, ikke katalysert - bakstykke
 Kanyle lim: Ultrafiolett herdet lim
 Skjold: Polyetylen + Farge konsentrat
 Hette: Polyetylen eller polypropylen

Forpakkingsmateriale

Kartong
 Well-papp
 CE-merket i hht.
 MDD 93/42/EEC
 (Klass IIa)



Steriliseringmetode
 Gamma



5 år



Latexfri

BD Norge AS

Tlf: +47 64 00 99 00
 Mail kundeservice: bdnorge@bd.com
 Mail ordre: Ordre.no@bd.com
www.bd.com/no-no

