

## Urinezakken

Urinezakken vergemakkelijken de opvang van de uit urinekatheters afgevoerde urine bij patiënten met urineretentie of onvrijwillig urineren, alsook bij bedlegerige, verlamde of gehandicapte patiënten. De terugslagklep verlaagt het aantal infecties dat via de Foley katheter de blaas bereikt. In tegenstelling tot gesloten blaaskatheterisatiesystemen hebben urinezakken geen druppelkamer.

### UROSID® 20

De UROSID® 20 biedt een steriel urinezak systeem.



Het urinezak systeem heeft de volgende eigenschappen:

- Terugslagklep
- Aftapkraantje
- Microfilter met hydrofobe coating
- Urinemonster punt op de universele connector
- Slang- en bedlakenklem
- Verkrijgbaar met of zonder houder
- Vrij van natuurrubberlatex
- Steriel (EO)



Referentie	Volume (ml)	Lengte slang (cm)	Eigenschappen	Eenheden (st)
690190	2.000	90	Zonder houder	50
690120	2.000	120	Zonder houder	50
690120-H	2.000	120	Met houder	50

### Urinezak



De urinezak heeft de volgende eigenschappen:

- Terugslagklep
- Aftapkraantje
- Universele taps toelopende connector
- Vrij van natuurrubberlatex



Referentie	Volume (ml)	Lengte slang (cm)	Steriliteit	Eenheden (st)
690220	2.000	90	Steriel (EO)	50
690230	2.000	90	Niet-steriel	10

## Drainagezak

Deze zak vangt uitgescheiden lichaamsvloeistoffen op, zoals urine van blaaskatheters. De zak moet vervangen worden als deze vol is, aangezien hij niet geleegd kan worden. Daarnaast kan de drainage zak 's nachts aan een UROSID® beenzak bevestigd worden.



Eigenschappen van de drainagezak:

- Terugslagklep
- Universele taps toelopende connector
- Vrij van natuurrubberlatex




Referentie	Volume (ml)	Lengte slang (cm)	Eigenschappen	Steriliteit	Eenheden (st)
690515	1.500	90	Zonder terugslagklep	Niet-steriel	200
690520	2.000	90	Zonder terugslagklep	Niet-steriel	200
690615	1.500	90	Met terugslagklep	Steriel (EO)	100
690620	2.000	90	Met terugslagklep	Steriel (EO)	100

## Toebehoren

### Urinezakhouders (niet steriel)



**REF 690010**  
Gemaakt van kunststof



**REF 690020**  
Gemaakt van metaal met kunststof coating



**REF 690030**  
Gemaakt van kunststof

Referentie	Eenheden (st)
6900x0	10

### Bedlakenklem (niet steriel)

Om de slang van de urinezak aan het laken te bevestigen



Referentie	Eenheden (st)
681050	50

### Urinefles en urinefleshouder

De urinefles is ideaal voor bedlegerige mannen om urine op te vangen. De vierkante fles heeft een schaalverdeling en een capaciteit van 1.000 ml. Elke fles is geschikt voor de urinefleshouder.

Referentie	Eenheden (st)
69005x	25



REF 690050



REF 690055