

# Pediatrische producten



## Pediatrische producten voor onze kleinste patiënten

Urologische producten voor kinderen zijn even belangrijk als het aanbieden van producten voor volwassenen. De jongste patiënten hebben specifieke behoeften waar wij oplossingen voor bieden met onze pediatrisch productassortiment. Het voorkomen van urineweginfecties is bij kinderen even belangrijk als bij volwassenen en daarom kunnen onze katheter verwisselsets ook gebruikt worden bij kinderen. Alle pediatrische producten zijn steriel (EO).



- Verminder onnodige katheterisatie
- Laat de katheter zo kort mogelijk zitten
- Leidt het personeel op
- Zorg voor goede handhygiëne en aseptische technieken
- Pas dagelijkse monitoring toe
- Gebruik een gesloten blaaskatheterisatiesysteem




Molly de beer staat op onze pediatrische urologie assortiment!

## Verblijfskatheters

Verblijfskatheters in kinderformaat worden altijd geleverd met een voorgeïnstalleerde stylet voor een gemakkelijke en veilige plaatsing van de katheter.

### UROSID® Foley Katheter


Verkrijgbaar in siliconen of gesiliconiseerde latex



Referentie	Materiaal	Maat (CH)	Lengte (cm)	Volume ballon (ml)	Kleur	Eenheden (st)
641008	Siliconen	8	31	3 – 5	Blauw	10
641010	Siliconen	10	31	3 – 5	Zwart	10
661006	Gesiliconiseerde latex	6	30	3	Bruin	10
661008	Gesiliconiseerde latex	8	30	3 – 5	Blauw	10
661010	Gesiliconiseerde latex	10	30	3 – 5	Zwart	10

### UROSID® Sensor 400

Referentie	Maat (CH)	Lengte (cm)	Volume ballon (ml)	Kleur	Eenheden (st)
646008	8	31	5	Blauw	5
646010	10	31	5	Zwart	5



## UROSID® Supra



Referentie	Maat (CH)	Lengte (cm)	Volume ballon (ml)	Kleur	Eenheden (st)
645006	6	40	1,5	Bruin	10
645008	8	40	3	Blauw	10
645010	10	40	3 – 5	Zwart	10

## Gesloten blaaskatheterisatiesystemen

### UROSID® 1000

Dit is een variant op de UROSID® 2000 S voor gebruik bij pediatrische patiënten



- Druppelkamer met geïntegreerde terugslagklep
- Aftapkraantje
- Microfilter met hydrofobe coating
- Bacterie- en luchtdichte ventilatie van de zak
- Naaldvrije urinemonster poort of monsterafname met naald
- Steriel (EO)
- Vrij van natuurrubberlatex



Referentie	Volume (ml)	Lengte slang (cm)	Aftapkraantje	Eenheden (st)
690270-N	1.000	90	Verticaal	20

## Urinemeters

### UROSID® M200 Urinemeter met Enkele Kamer

#### REF 690343-x

Dit is de pediatrische versie van UROSID® M3. Deze heeft een kleinere zak en urinemeter, perfect voor gebruik bij jonge patiënten.



Referentie	Volume zak (ml)	Volume urinemeter (ml)	Lengte slang (cm)	Eigenschappen	Eenheden (st)
690343	2.000	200	120	Met naald	10
690343-N	2.000	200	120	Naaldvrij	10