



Medline Industries Ltd
3rd Floor, Quayside Wilderspool
Business Park
Greenalls Avenue
Warrington WA4 6HL
United Kingdom

Tel.: +44 844 334 5237
Fax: +44 844 334 5238
www.medline.eu/nl



Technische Gegevens

MediGuard Special Nitril

Referentie(s)

Referentie	Maat
MGSNXS	XS
MGSNS	S
MGSNM	M
MGSNL	L
MGSNXL	XL

Omschrijving

Nitril — Poedervrije handschoen

Hoofdmaterialen

Latexvrij
Poedervrij Nitril

Verpakkingsinhoud

200 handschoenen per doosje, 10 doosjes per doos (XL – 180 stuks per doosje)

Verpakking

Afmetingen doosje: 245mm L x 125mm B x 77mm H
Afmetingen doos: 400 mm L x 260 mm B x 260 mm H

Eigenschappen:

- Flat Layer verpakking
- Kleurgecodeerde maten

Wettelijke fabrikant

Medline International France SAS,
5 rue Charles Lindbergh, 44110 Châteaubriant, Frankrijk
WRAP-gecertificeerde fabriek - Medline ondersteunt arbeids- en mensenrechten



Regelgeving

In overeenstemming met Medische Hulpmiddelen Richtlijn 2017/745 en UK MDR
MD Klasse 1 niet-steriel
In overeenstemming met de normen EN 455-1, 2, 3 en 4.
In overeenstemming met EN ISO 13485

Volgens de eisen van Richtlijn (EU)2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen, categorie III, zoals in de Britse wetgeving ingevoerd en gewijzigd. Voldoet aan standaarden EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5

Gelieve eerst het etiket te lezen alvorens het product te gebruiken.

Andere informatie

Kleur Violetblauw

Oppervlak Vingertop met textuur

Manchet ontwerp Met rand

Chemische toevoeging (versnellers) Carbamaat

ondersteuningsperiode



2797 Latexvrij 0086

Poedergehalte (volgens EN455-3) Poedergehalte: 0,20 mg per handschoen

Lengte & Breedte per EN455-2

Referentie	Lengte (volgens EN455-2)	Lengte (volgens EN455-2)
MGSNXS	245 mm	74 mm
MGSNS	249 mm	84 mm
MGSNM	240 mm	97 mm
MGSNL	251 mm	106 mm
MGSNXL	252 mm	113 mm

Dikte (gebaseerd op gemiddelde)

Vingertop 0,10 (± 0,03) mm

Palm 0,08 (± 0,03) mm

Manchet 0,07 (± 0,03) mm

Maximale trekkracht voor veroudering test (volgens EN455-2 ≥ 6 N) 7,0 N

Maximale trekkracht na veroudering test (volgens EN455-2 ≥ 6 N, 7 dagen 70 ± 2°C in een oven) 7,5 N

Afwezigheid van gaten (volgens EN 455-1) Voldoet aan 1.0 AQL (standaard naleving van AQL1.1.5) met behulp van een plan met monsters volgens ISO 2859-1

Virale penetratie Getest en geschikt, in overeenstemming met EN 374-5

Chemische bestendigheid De bestendigheid tegen chemicaliën is beoordeeld volgens EN 16523-1 en tegen cytostatica volgens ASTM D 6978.

Resultaten en aanbevelingen voor gebruik met chemicaliën en cytostatica kunnen op verzoek worden verkregen.

Houdbaarheidsdatum 36 maanden vanaf de datum van productie

De productie- en vervaldatum staan op de verpakking vermeld (in de volgorde JJJJ-MM)

Contact met voedingsmiddelen Getest volgens Europese Richtlijn (EU) nr. 10/2011

Aanbevelingen voor opslag Vermijd bevriezing. Voorkom overmatige hitte. Droog bewaren. Product moet worden afgeschermd van direct zonlicht, fluorescerende verlichting, röntgenstraling, vocht en ozon.

Land van oorsprong China

Revisie: 9

Documentnaam: FINT.441 - Technical sheet

Documentnummer EU1-00004-F-00025

© 2023 Medline Industries LP of één van haar dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden
TDS_MGSNx-Mediguard Special Nitrile-NL04

Bewaartermijn: Levensduur en
ondersteuningsperiode